

NuPAGE® Transfer Buffer (20X) (1 L)

(Novex®)

货号 **NP0006-1**
包装 **1 L**

描述

NuPAGE® 转移缓冲液 (20X) (1 L) 可用于将蛋白质从 NuPAGE® 凝胶转移到膜上。
NuPAGE® 转移缓冲液可用于 Novex® Semi-Dry Blotter 半干转或 XCell II™ Blot Module 湿转

NuPAGE® 抗氧化剂 可以与 NuPAGE® 转移缓冲液配合使用，进而增强还原性蛋白转膜的速度。

不适用于动物或人类治疗或诊断。

详细说明

常用规格

Gel Type:	NuPAGE® Gel
Buffer Type:	Transfer Buffers
Concentrated:	20 X
Product Size:	1 L
Gel Compatibility:	NuPAGE® Gels
Shipping Condition:	Room Temperature
Regulatory Statement:	For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

内容和储存

Store at 4°C to 25°C. Guaranteed stable for 6 months unless otherwise specified in the product literature.