

# NuPAGE® MES SDS Running Buffer (for Bis-Tris Gels only) (20X) (5 L)

(Novex®)

货号 **NP0002-02**

包装 **5 L**

## 描述

The NuPAGE® MES SDS 电泳缓冲液(20X) 专门为使用 NuPAGE® Novex® Bis-Tris 凝胶分离小到中型分子蛋白而设计。

### 使用正确的缓冲液，优化蛋白分离效果

NuPAGE® MES SDS 电泳缓冲液和 NuPAGE® MOPS SDS 电泳缓冲液都可以用于 NuPAGE® Bis-Tris 凝胶中。蛋白在 MOPS 缓冲液中的迁移速度低于在 MES 缓冲液中的迁移速度。

### 得到一致的，便捷和高品质的结果

预混的 NuPAGE® 缓冲液通过便捷的方式，来确保高品质的，一致性的电泳结果。所有的缓冲液都用高纯度试剂配制，并经过严格的质量控制。缓冲液是浓缩型的，在使用前只需用蒸馏水稀释即可。

仅供研究使用。不适用于动物或人类治疗或诊断用。

## 详细说明

### 常用规格

<b>pH:</b>	pH 7.3
<b>Gel Type:</b>	SDS PAGE Gel
<b>Buffer Type:</b>	Running Buffers
<b>Formulation:</b>	50 mM MES, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.3
<b>Concentrated:</b>	20 X
<b>Product Size:</b>	5 L
<b>Gel Compatibility:</b>	NuPAGE® Bis-Tris Gels

**Shipping Condition:** Room Temperature

**Regulatory Statement:** For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

内容和儲存

**Contains:** NuPAGE® MES SDS Running Buffer (20X)

**Storage:** +4°C to 25°C